

Bausch + Lomb

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Артелак Всплеск Уно**

**Гиалуроновая кислота 0,2%**

**Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1204 от 19.02.2021 г.**

### **Раствор увлажняющий офтальмологический**

- **Кристалльно чистый увлажняющий офтальмологический раствор**
- **Не содержит консервантов**
- **Содержит гиалуроновую кислоту – натуральный полимер, который входит в состав естественной слезной пленки здорового глаза человека**
- **Применяется для предварительного и последующего увлажнения мягких и жестких контактных линз во время их ношения**
- **Легко применяется, хорошо переносится и безопасен**

### **Состав**

Артелак Всплеск Уно содержит:

Гиалуроновую кислоту в виде натриевой соли (натрия гиалуронат) 0,2 %, калия хлорид, натрия хлорид, динатрия фосфат додекагидрат, натрия дигидрофосфат дигидрат, вода для инъекций.

### **Область применения**

Для интенсивного и длительного увлажнения передней поверхности глаза (роговицы и конъюнктивы):

- при сухости глаз, вызванной образом жизни, стрессовыми нагрузками на глаза, воздействием факторов окружающей среды, таких как длительная работа за компьютером, и, как следствие, редкое моргание, пребывание в помещении с кондиционированным воздухом, сигаретный дым, а также воздействие ветра при пребывании вне помещения.
- при выраженной сухости глаз, вызванной системными заболеваниями, оперативными вмешательствами на глазу или приемом некоторых лекарственных препаратов, таких как противозачаточные средства, антигистаминные препараты, бета-блокаторы, спазмолитики, диуретики.
- Для устранения дискомфорта при ношении жестких и мягких контактных линз.

### **Свойства**

Артелак Всплеск Уно представляет собой стерильный 0,2 % раствор натрия гиалуроната, не содержащий консервантов, в одноразовых тубик-капельницах.

Входящая в состав Артелак Всплеск Уно гиалуроновая кислота (натрия гиалуронат) является природным увлажняющим веществом с высокой способностью связываться с водой.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к любому из компонентов, входящих в состав раствора (местные аллергические реакции, возникающие в редких случаях). В таких случаях следует прекратить применение препарата.

### **Дозы и способ применения**

Артелак Всплеск Уно не содержит консервантов. Рекомендуется закапывать Артелак Всплеск Уно в конъюнктивальный мешок каждого глаза по 1 капле по мере необходимости.

**На иллюстрациях показано, как просто и легко использовать Артелак Всплеск Уно.**

1. Отделить тюбик-капельницу для одноразового применения, удерживая ее за отметку.
2. Открутить верхний наконечник тюбик-капельницы.
3. Слегка запрокинуть голову назад, оттянуть нижнее веко вниз пальцем свободной руки. Удерживая тюбик-капельницу как можно более вертикально, наконечником вниз, в направлении глаза, осторожно выдавить одну каплю.  
После этого закрыть глаз, поводить из стороны в сторону и несколько раз моргнуть, чтобы капли равномерно распределились по поверхности глаза.  
Избегайте контакта наконечника тюбик-капельницы с глазами или его касания пальцами, чтобы не допустить возможного попадания загрязнений в раствор.

#### **Дополнительные сведения к обозначениям на упаковке:**

##### **Производитель и место производства:**

“Др. Герхард Манн хем.-фарм. Фабрик ГмбХ”, Германия,  
Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165/173, 13581 Berlin, Germany.

Внимание! Обратитесь к инструкции по применению

Хранить при температуре от +1 °С до +25 °С

Не использовать препарат в случае повреждения тюбик-капельницы!

Следуйте инструкциям по применению!

Срок годности в закрытой оригинальной упаковке.

Тюбик-капельницу с разовой дозой следует использовать только один раз

Номер серии

Стерильно, изготовлено в асептических условиях

Знак наличия сертификата соответствия в Евросоюзе

##### **Рекомендации при ношении контактных линз**

При ношении мягких и жестких контактных линз можно закапывать Артелак Всплеск Уно в конъюнктивальный мешок глаза без снятия линз.

##### **Взаимодействие с другими средствами**

В случае совместного применения с офтальмологическими препаратами рекомендуется соблюдать паузу не менее 15 минут между закапыванием раствора Артелак Всплеск Уно и применением глазных капель. Глазные мази всегда должны применяться после закапывания раствора Артелак Всплеск Уно.

##### **Форма выпуска**

Артелак Всплеск Уно выпускается в тюбик-капельницах для одноразового применения по 0,5 мл, 3 стрипа по 10 тюбик-капельниц или 1 стрип по 2 тюбик-капельницы вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

##### **Условия хранения**

Хранить при температуре от +1 °С до +25 °С.  
Хранить в недоступном для детей месте.

##### **Срок годности**

В закрытой оригинальной упаковке - 2 года.

Артелак Всплеск Уно не содержит консерванта и поэтому каждая упаковка для однократного применения может использоваться только один раз. Не следует использовать препарат Артелак Всплеск Уно при повреждении упаковки препарата для однократного применения.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Получить дополнительную информацию, а также направить свои претензии и информацию о нежелательных явлениях можно по адресу**

ООО "Бауш Хелс"

Россия, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5

тел/факс: +7 495 510 2879

**Медицинское изделие «Раствор увлажняющий офтальмологический Артелак Всплеск Уно»**

Артелак - зарегистрированная торговая марка фирмы Бауш & Ломб Инкорпорейтид или ее филиалов.

© Bausch & Lomb Incorporated.